

sinus Body

Beschreibung . User manual . Mode d'emploi

i-like Metaphysik GmbH
GBR-Zentrum
9445 Rebstein
Schweiz

www.i-like.net

Inhalt | Contents | Contenu

Deutsch	5
English	17
Français	29

Inhalt Deutsch

Bedienungsanleitung

1. Einführung	6
2. Gerätebeschreibung	6
3. Kontraindikationen	7
4. Wichtige Sicherheitshinweise	8
5. Garantie	9
6. Bedienung und Handhabung	10
7. Technische Daten	14

Bedienungsanleitung sinus Body

1. Einführung

Vor dem ersten Tragen beachten Sie zwingend die unter Punkt 3. aufgeführten Einschränkungen zum Tragen des sinus Body!

Der sinus Body ist ein technisches Gerät zur Erzeugung von naturidentischen Magnetfeldimpulsen in Form einer Sinus-Welle.

Für den Umgang mit dem Gerät lesen Sie bitte aufmerksam diese Bedienungsanleitung. Die Anwendung des Gerätes kann eine gesunde Lebensweise nicht ersetzen, zu der ausreichend Schlaf, körperliche Bewegung im Freien und eine gesunde Ernährung gehören. Der sinus Body als markengeschütztes Wellnessgerät kann die Behandlung durch den zuständigen Arzt oder Therapeuten nicht ersetzen.

Weitere Informationen und Literaturhinweise zur besseren Kenntnis der Einflüsse auf den menschlichen Organismus und der Wirkung von pulsierender Magnetfeldtechnologie, erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Berater.

Zum normalen Lieferumfang gehören:

- Magnetfeldgerät sinus Body
- Kette/Bündel
- USB-Ladekabel
- USB-C Schutzkappe
- Bedienungsanleitung

2. Gerätebeschreibung

Der sinus Body ist ein miniaturisiertes sinus Erdmagnetfeldgerät. Das Gerät hat eine akkubetriebene Elektronik, welche ein naturidentisches, pulsierendes Magnetfeld mit einer Frequenz

von 8 Hz (Hertz) erzeugt. Das bedeutet, dass 8 Impulse pro Sekunde generiert werden. Dies entspricht dem Magnetfeld, welches durch den natürlichen Erdmagnetismus auf den Menschen übertragen werden sollte. Darüber hinaus wird der sinus Body durch eine eigens dafür entwickelte Befeldungstechnik informiert, um dem Körper Vitalfrequenzen zur Verfügung zu stellen. Somit kann die Resilienzfähigkeit des Körpers gestärkt werden. Das funktioniert nach dem Prinzip der Bioresistenz-Regulation.

Zusätzlich zu der sinus Frequenz gehen vom sinus Body auch Farblichtimpulse aus. Den sinus Body trägt man auf der Brust (am Herz-Chakra) mit dem Lichtsignal in Richtung Körper.

3. Wann sollte der sinus Body nicht getragen werden?

Menschen mit den folgenden Einschränkungen sollten keine (oder nur nach Absprache mit dem Arzt) pulsierende Magnetfeldsysteme (u.a. den sinus Body) verwenden:

- Träger von Herzschrittmachern und anderen elektronischen Implantaten (Bsp. Insulinpumpen)
- Personen mit schwerer Angina pectoris
- Personen mit akuten Blutungen
- Personen mit schweren Pilzkrankungen
- an Epilepsie erkrankte Personen
- Personen mit schweren Herzrhythmusstörungen (Grad 3 und 4)
- an akuter Tuberkulose erkrankte Personen
- Personen mit einer Schilddrüsenüberfunktion
- Personen mit Fieber (über 39 °C)

Während der Schwangerschaft ist die Anwendung von Magnetfeldsystemen nur ausnahmsweise und nach Absprache mit fachlicher Verordnung einzusetzen.

4. Wichtige Sicherheitshinweise

Mit diesem Gerät erwerben Sie ein modernes Gerät, welches einen Li-Ion Akku enthält. Die Lebensdauer des Gerätes ist im Wesentlichen vom Zustand und der Behandlung des eingebauten Akkus abhängig.

Beginnt die grüne LED alle 12 Sekunden zweimal zu blinken, muss das Gerät wieder aufgeladen werden. Wird das Gerät nicht rechtzeitig nachgeladen, deaktiviert sich dieses automatisch.



Das Gerät sollte im leeren Zustand nicht länger als 30 Tage ohne Nachladung gelagert werden. Ansonsten riskieren Sie, dass der Akku beschädigt wird.



Achten Sie darauf, dass das Ladekabel richtig und ohne massiven Druck ins Gerät eingesteckt wird. Beim Einstecken auf gerade Führung des Steckers achten. Nicht verkanten! Nur das mitgelieferte Ladekabel verwenden.



Laden Sie das Gerät stets nach Gebrauch wieder auf. Es sollte nicht permanent am Ladegerät angeschlossen sein, da dies die Alterung des Akkus beschleunigt.



Keiner Wärmequelle aussetzen.



Nicht über Wärmequelle lagern.



Nicht ins Feuer werfen.



Nicht im Auto lagern.



Beachten Sie die Lagerhinweise.



Nicht im Hausmüll entsorgen.

5. Garantie


Die Garantielaufzeit des sinus Body beträgt 24 Monate für ein Gerät ab Lieferdatum. Verschleissteile, Verbrauchsmaterialien, Gehäuseoberflächen, Ketten und Ösen sind allgemein von den Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Ein Gewährleistungsanspruch erlischt:

- bei Schäden infolge unsachgemässer Bedienung und bei nicht bestimmungsgemässer Verwendung des sinus Body;
- bei Schäden durch selbstverschuldete mechanische Einflüsse wie herunterfallen, zerdrücken, Wasserkontakt usw.;
- bei Ausfällen, Verlusten oder Verschlechterungen aufgrund von gewöhnlicher Abnutzung, Fahrlässigkeit, Unfall, Mängeln bei Installation, Aufstellung und Betrieb, unsachgemässer Wartung, Belastung durch unangemessene Temperaturen oder Bedingungen;
- bei falschem Einbau oder Verlust von Zubehör;
- bei Eingriffen in die Technik des Geräts oder Verwendung von Verschleiss-, Verbrauchs- oder Ersatzteilen, die keine Originallieferanteile sind oder nicht durch Beschreibung in dieser Anleitung für geeignet erklärt worden sind;
- wenn Änderungen, Erweiterungen oder Reparaturen am Gerät durch nicht autorisierte Personen vorgenommen werden;
- wenn bei der Anwendung des Gerätes diese Bedienungsanleitung nicht beachtet wird;
- wenn Siegelmarken, Plomben oder entsprechend sichernde Verbindungselemente gelöst, entfernt oder getrennt wurden;
- bei Schäden aufgrund von unzureichender Verpackung oder falscher Handhabung durch Spediteure bei Produktretouren.


Der Start der Garantielaufzeit richtet sich nach dem offiziellen Lieferdatum der Firma i-like Metaphysik und der damit verbundenen Auslieferung an den Besteller. Um die Garantie geltend zu machen, wird der offizielle Lieferschein oder die offizielle Rechnung, ausgestellt von der Firma i-like Metaphysik, benötigt.

6. Bedienung und Handhabung

Einstellungen zur Inbetriebnahme



1. Vor dem ersten Tragen muss der sinus Body aufgeladen werden. Nehmen Sie das mitgelieferte Ladekabel und stecken Sie es in den sinus Body. Anschliessend stecken Sie das andere Ende des Kabels in eine geeignete USB-Buchse eines Netzsteckers oder Gerätes mit Lieferstrom (z. B. Computer).



2. Sobald die Ladefunktion startet, blinkt das Licht auf der Rückseite des Gehäuses einmal pro Sekunde rot auf. Nun befindet sich der sinus Body im Lademodus. Wenn der Akku aufgeladen ist, wechselt das Lichtsignal auf grün und blinkt alle 12 Sekunden auf. Nun ist der sinus Body aufgeladen und eingeschaltet.



3. Fädeln Sie nun den mitgelieferten Bändel (oder Ihre eigene Kette*), durch die Öse am Gehäuse. Der sinus Body wird mit dem Bändel um den Hals getragen, mit dem Lichtsignal zum Körper und direkt auf der Haut. Bitte um Vorsicht, wenn der Bändel im geschlossenen Zustand über den Kopf gezogen wird. Das Reißen des Bändels oder der Gehäuseöse wird von der Gewährleistung nicht gedeckt.



4. Anschlüsse trocken und sauber halten. Um die USB-Buchse des sinus Gerätes vor Staub, Verschmutzung und Feuchtigkeit zu schützen verwenden Sie bitte die mitgelieferte Schutzkappe. Einfach die Schutzkappe gerade in die USB-Buchse einführen und erst wieder entfernen wenn das Gerät aufgeladen werden soll.

*Selbstverständlich können Sie den Bändel auch durch eine andere Kette ersetzen. Achten Sie bitte bei einem metallischen Kettenstrang darauf, dass dieser einmal galvanisch unterbrochen wird. Dies bedeutet, dass der an der Geräteöse abgehende metallische Kettenstrang durch ein nichtmetallisches Kettenglied unterbrochen wird (z.B. in der Nähe des Verschlusses) oder es kann auch ein komplett nichtmetallischer Strang verwendet werden, wie Kautschuk, Leder, ein Seidentuch oder eine textile Kordel.

Wichtige Hinweise

Sie sollten ausreichend Wasser (ohne Kohlensäure) oder Tee pro Tag trinken, damit der Organismus möglichst gut auf das optimierte Eigenfeld reagieren kann. Sie können den sinus Body zur Eingewöhnung auch intervallmässig tragen (z.B. tagsüber nur Stundenweise). Die meisten Träger berichten, dass sie den sinus Body in der Nacht lieber ausziehen.

Einschalten

Das Gerät befindet sich im ausgeschalteten Zustand, wenn kein Lichtsignal sichtbar ist. In diesem Fall ist der Akku leer (Tiefentladungsschutz für den Akku integriert). Um den sinus Body einzuschalten, stecken Sie das mitgelieferte Ladekabel in den sinus Body. Anschliessend stecken Sie das andere Ende des Kabels in eine geeignete USB-Buchse eines Netzsteckers oder Gerätes mit Lieferstrom (z. B. Computer). Sobald die Ladefunktion des sinus Body startet, blinkt das Licht auf der Rückseite des Gehäuses einmal pro Sekunde rot auf. Wenn der Akku aufgeladen ist, wechselt das Lichtsignal auf grün und blinkt alle 12 Sekunden auf. Nun ist der sinus Body aufgeladen und eingeschaltet.

Ausschalten

Das Gerät befindet sich im eingeschalteten Zustand, wenn ca. im 12 Sekundentakt ein Lichtsignal aufleuchtet. Der sinus Body bleibt solange eingeschaltet, bis der Akku aufgebraucht ist. Dann schaltet sich der sinus Body automatisch aus.

Akkuladung und Lichtsignale

Wenn der sinus Body eingeschaltet und aufgeladen ist, leuchtet auf der Rückseite des Gehäuses ein grünes Lichtsignal alle 12 Sekunden **einmal** auf. Ist der Akkustand niedrig, blinkt das Lichtsignal alle 12 Sekunden **zweimal** auf. Sollte der sinus Body trotz niedrigem Akkustand nicht geladen werden, schaltet er sich bei leerem Akku automatisch aus (Tiefentladungsschutz für den Akku integriert).

Bitte laden Sie den Akku mit dem mitgelieferten Ladekabel auf. Stecken Sie hierfür das eine Ende des Kabels in den sinus Body und das andere Ende in eine geeignete USB-Buchse eines Netzsteckers oder Gerätes mit Lieferstrom (z.B. Computer). Sobald die Ladefunktion startet, blinkt das Licht auf der Rückseite des Gehäuses einmal pro Sekunde rot auf. Nun befindet sich

der sinus Body im Lademodus. Wenn der Akku aufgeladen ist, wechselt das Lichtsignal auf grün und blinkt alle 12 Sekunden auf. Nun ist der sinus Body aufgeladen und eingeschaltet.

Hinweis: Nur solange die Leistungselektronik mit der Spannung des Akkus zurechtkommt, werden Magnetfeld-Impulse produziert. Daher empfehlen wir, den sinus Body ca. alle 1–2 Wochen aufzuladen.

Hinweis zur Wasserresistenz des Geräts

Das Gehäuse des sinus Body ist nicht wasserdicht. Daher darf mit dem Gerät nicht geduscht, gebadet oder Wassersport betrieben werden.

Reinigung

Das Gerätegehäuse ist regelmässig zu reinigen. Äusserlich mit einem weichen, sauberen Tuch reinigen. Bitte verwenden Sie keine «scharfen» chemischen Haushaltsreiniger.

Entsorgung

Wir bitten Sie den sinus Body nicht über den Restmüll zu entsorgen, sondern das Gerät zu einem entsprechenden Wertstoffhof oder einer Sammelstelle zu bringen.

Hinweis zur wissenschaftlichen Akzeptanz

Als Hersteller folgen wir der Verpflichtung, keinerlei Heilaussagen über den sinus Body zu machen. Bei den getroffenen Aussagen und Informationen zu den Wirkungen des Gerätes und des pulsierenden Magnetfeldes, handelt es sich um quellenbasierte, wissenschaftliche Untersuchungen sowie Erfahrungsberichte von Anwendern.

Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen und Heilverprechen, sowie von Aussagen der medizinischen Wirksamkeit im Sinne des Heilmittelgesetzes (HMG) und des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).

7. Technische Daten

Werkstoff Gehäuse:	TBD
Gehäusebauform:	dreidimensional elliptisch, länglich
Gehäusemasse (ca.):	elliptisch (B/T/H) 27 mm x 16 mm x 46 mm
Gerätegewicht:	ca. 15 g
Betriebstemperatur:	10 °C – 40 °C
Lagertemperatur:	0 °C – 70 °C
Inhalt:	elektronischer Pulsgenerator
Frequenz:	pulsierendes Frequenzmuster als Sinus-Welle
Versorgungsspannung:	Akku
Akku-Typ:	Li-Ion
Nennkapazität:	40 mAh
Nennspannung:	3,7 V
Stromaufnahme Ladebetrieb an USB-C Buchse:	max. 40 mA
Magnetimpulse:	Dauerimpuls im Takt von 8 Hz

Lichtsignale:	LED grün im 12 Sek.-Takt für Funktion. LED rot und grün für Schaltzustände.
Konformität:	60335-1 el. Sicherheit CE Wellnessgerät
EMV:	2014/30/EU EMV Richtlinie
Herkunftsland:	Schweiz
Warenzeichen:	«sinus i-like» als eingetragenes Warenzeichen von: i-like Metaphysik GmbH CH-9445 Rebstein

Contents English

User manual

1. Introduction	18
2. Description of the device	18
3. Contraindications	19
4. Important safety instructions	20
5. Warranty	21
6. Operating and handling	22
7. Technical specifications	26

User manual sinus Body

1. Introduction

Before wearing the device for the first time, you need to be aware of the restrictions for wearing the sinus Body listed under section 3!

The sinus Body is a technical device for generating magnetic field pulses in the form of a sinus wave that match those of nature. Please read this manual carefully for instructions on handling the device. Using this device is not a replacement for a healthy lifestyle, which includes sufficient sleep, outdoor exercise, and a healthy diet. As a trademarked wellness device, the sinus Body is not a replacement for treatment by a responsible doctor or therapist.

Further information and literature references for a better understanding of the effects on the human organism and the effects of pulsed magnetic field technology can be obtained from your consultant on request.

The normal scope of delivery includes:

- The sinus Body magnetic field device
- Lanyard and jewellery box
- USB charging cable
- USB-C cover
- Operating manual

2. Description of the device

The sinus Body is a miniaturised, pulsed geomagnetic field device. It has battery-powered electronics that produce a pulsed magnetic field matching that of nature, at a frequency of 8 Hz (hertz). This means it generates 8 pulses per second. This is the magnetic field that should be transmitted to humans through natural geomagnetism.

The sinus Body is also informed by a specially developed field exposure technology to make vital frequencies available to the body. In this way, the body's resilience can be strengthened. This works on the principle of bioresistance regulation.

In addition to the sinus frequency, the sinus Body also emits coloured light impulses. The sinus Body is worn on the chest (at the heart chakra) with the light turned towards the body.

3. When should the sinus Body not be worn?

People with the following limitations should not use pulsed magnetic field systems, including the sinus Body (or only after consultation with a physician):

- those who have cardiac pacemakers and other electronic implants (e.g. insulin pumps)
- People with severe angina pectoris
- People with acute bleeding
- People with severe fungal disorders
- People who suffer from epilepsy
- People with severe cardiac arrhythmias (grades 3 and 4)
- People who suffer from acute tuberculosis
- People with hyperthyroidism
- People with a fever (over 39 °C)

During pregnancy, use of magnetic field systems should only be applied in exceptions and after professional consultation.

4. Important safety instructions

With this device, you acquire a modern device that contains a Li-Ion battery. The lifespan of the device essentially depends on the condition and handling of the built-in battery.

If the green LED starts to flash twice every 12 seconds, the device will soon need to be recharged. If the device is not recharged in time, it will be deactivated automatically.



The device should not be stored for more than 30 days in an empty state without recharging. Otherwise, you risk damaging the battery.



Make sure that the charging cable is plugged into the device correctly and without massive pressure. When plugging in, ensure that the plug is guided straight. Do not tilt it! Only use the charging cable supplied.



Please always recharge the device after use. The device should not be permanently connected to the charger as this accelerates the ageing of the battery.



Do not expose to any heat source.



Do not store on top of a heat source.



Do not throw into fire.



Do not store in your car.



Please note the storage instructions.



Do not dispose of with household waste.

5. Warranty

The warranty period for a device is 24 months from the date of delivery. Wear parts, consumables, case surfaces, necklaces and eyelets are generally excluded from warranty claims. A warranty claim expires:

- in the event of damage due to improper operation or inappropriate use of the sinus Body;
- in the event of damage due to mechanical influences caused by the customer, such as falling, crushing, contact with water, etc.;
- damage, failure, loss or deterioration due to ordinary wear and tear, from abuse, misuse, negligence, accident, faulty installation, placement and operation, improper maintenance, unauthorized repair, exposure to unreasonable temperatures or conditions;
- in case of incorrect installation or loss of accessories;
- in the event of tampering with the device's technology or use of wear parts, consumables or spare parts which are not original or have not been declared suitable by this manual;
- if changes, extensions or repairs are made by unauthorised people;
- if this operating manual is not complied with when using the device;
- if stamps, lead seals or corresponding securing fasteners have been loosened, removed or separated;
- damage resulting from inadequate packaging or carrier mishandling of returned products.


The start of the warranty period is based on the official delivery date of the i-like Metaphysik company and the associated delivery to the purchaser. The official delivery note or the official invoice issued by the i-like Metaphysik company is required in order to assert the warranty.

6. Operating and handling

Settings for getting started



1. The sinus Body must be charged before it is worn for the first time. Take the supplied charging cable and plug it into the sinus Body. Then plug the other end of the cable into a suitable USB socket of a mains plug or device with a power supply (e.g. computer).



2. As soon as the charging function starts, the light on the back of the housing flashes red once per second. The sinus Body is now in charging mode. When the battery is charged, the light signal changes to green and flashes every 12 seconds. The sinus Body is now charged and switched on.



3. Now thread the supplied lanyard (or your own necklace*) through the oval eyelet on the housing. The sinus Body is worn with a necklace around your neck, with the light turned to your body, directly on the skin. Please note, special care is required if you pull the closed necklace over your head. Breaking of the necklace or the housing eyelet is not covered by the warranty.



4. Keep connections dry and clean. To protect the USB socket of the sinus device from dust, dirt and moisture, please use the supplied cover for the USB socket. Simply insert the cover straight into the USB socket and only remove it when the device is to be charged.

*You can of course replace the lanyard with another necklace. If you use a metallic necklace, please make sure that it is galvanically interrupted once. This means that you interrupt the metallic necklace laced through the device's eyelet with a non-metallic chain link (e.g. in the vicinity of the closure), or you can use a completely non-metallic necklace, like one made of rubber, leather, silk, or textile.

Important information

You should drink enough water (non-carbonated) or tea per day, so that the organism can respond as well as possible to your optimised self field. You can also wear the sinus Body at intervals (e.g. during the day only by hourly intervals) to get used to it. Most wearers report that they prefer taking the sinus Body off at night.

Switching on

The device is switched off when no light signal is visible. In this case the battery is empty (deep discharge protection for the battery is integrated). To switch on the sinus Body, plug the supplied charging cable into the sinus Body. Then plug the other end of the cable into a suitable USB socket of a mains plug or device with a power supply (e.g. computer). As soon as the sinus Body charging function starts, the light on the back of the housing will flash red once per second. When the battery is charged, the light signal changes to green and flashes every 12 seconds. The sinus Body is now charged and switched on.

Switching off

The device is switched on when a light signal lights up approx. every 12 seconds. The sinus Body remains switched on until the battery is used up. Then the sinus Body switches off automatically.

Battery charge and light signals

When the sinus Body is switched on and charged, a green light signal lights up **once** every 12 seconds on the back of the housing. If the battery level is low, the light signal flashes **twice** every 12 seconds. If the sinus Body is not charged in spite of a low battery level, it switches off automatically when the battery is empty (integrated deep discharge protection for the battery).

Please charge the battery with the charging cable supplied. To do this, plug one end of the cable into the sinus Body and the other end into a suitable USB socket of a mains plug or device with supply current (e.g. computer). As soon as the charging function starts, the light on the back of the housing flashes red once per second. The sinus body is now in charging mode. When the battery is charged, the light signal changes to green and flashes every 12 seconds. The sinus body is now charged and switched on.

Note: Magnetic field pulses are only produced as long as the electronics can handle the voltage of the battery. We therefore recommend charging the device every 1–2 weeks.

Note on the water resistance of the device

The sinus Body's housing is not waterproof, so you must not shower, bathe or do water sports while wearing the device.

Cleaning

The housing must be cleaned regularly. Clean the outside of the device's housing with a soft, clean cloth. Please do not use harsh chemical household cleaners.

Disposal

We would ask you not to dispose of the sinus Body in general waste, but to instead bring the device to a suitable recycling centre or collection site.

Note regarding scientific acceptance

As a manufacturer, we comply with the obligation to make no healing claims with respect to the sinus Body. The statements made and information on the effects of the device and the pulsed magnetic field are derived from source-based scientific studies and user reports.

We dissociate ourselves from any healing claims and promises of a cure, as well as from claims of medical effectiveness in the sense of the Therapeutic Products Act (TPA) and the Unfair Competition Act (UCA).

7. Technical specifications

Housing material:	TBD
Housing construction:	Three-dimensional, elliptical, elongated
Housing dimensions (approx.):	Elliptical (W/D/H) 27 mm x 16 mm x 46 mm
Device weight:	Approx. 15g
Operating temperature:	10 °C – 40 °C
Storage temperature:	0 °C – 70 °C
Content:	Electronic pulse generator
Frequency:	Pulsating frequency pattern as a sine wave
Supply voltage:	Battery
Battery Type:	Li-Ion
Nominal capacity:	40 mAh
Nominated voltage:	3.7 V
Power consumption charging mode at USB-C socket:	max. 40 mA
Magnetic impulses:	Continuous pulse at a rate of 8 Hz

Light signals:	LED green in 12 sec. flashing indicates device is on. Red and green LEDs for switching states.
Conformity:	60335-1 el. Safety CE Wellness device
EMV:	2014/30/EU EMC directive
Country of origin:	Switzerland
Trademarks:	“sinus i-like” as a registered trademark of: i-like Metaphysik GmbH CH-9445 Rebstein

Contenu Français

Mode d'emploi

1. Introduction	30
2. Description de l'appareil	30
3. Contre-indications	31
4. Consignes de sécurité importantes	32
5. Garantie	33
6. Fonctionnement et utilisation	34
7. Données techniques	38

Mode d'emploi du sinus Body

1. Introduction

Avant de porter l'appareil pour la première fois, veuillez tenir compte des restrictions énumérées au point 3 relatives au port du sinus Body !

Le sinus Body est un appareil technique pour la génération d'impulsions de champ magnétique identiques à celles produites dans la nature.

Veillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. L'utilisation de l'appareil ne peut pas remplacer un mode de vie sain, qui comprend un sommeil suffisant, de l'exercice physique en plein air et une alimentation saine. Le sinus Body, en tant qu'appareil de bien-être de marque protégée, ne peut pas remplacer un traitement médical ou thérapeutique.

De plus amples informations et références bibliographiques pour une meilleure compréhension des effets sur l'organisme humain et des effets de la technologie du champ magnétique pulsé sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller.

L'étendue normale de la livraison comprend :

- L'appareil de champ magnétique sinus Body
- Un lacet et une boîte à bijoux
- Un câble de charge USB
- Couverture USB-C
- Le mode d'emploi

2. Description de l'appareil

Le sinus Body est un appareil sinus miniaturisé de champ géomagnétique. Il est doté d'une électronique alimentée par batterie qui, avec une fréquence de 8Hz (hertz), produit un champ magnétique pulsé, identique à celui de la nature. Cela signifie

que 8 impulsions sont générées par seconde. C'est le champ magnétique qui devrait être retransmis aux humains à travers le géomagnétisme naturel. En plus, une technique d'exposition spécialement conçue à cet effet envoie des informations au sinus Body en vue de mettre les fréquences vitales à la disposition du corps. Ainsi, la capacité de résilience du corps peut être renforcée. Ce fonctionnement s'appuie sur le principe de la régulation de la biorésistance.

Outre les fréquences sinusoïdale, des impulsions de lumière colorée sont également émises du sinus Body. Le sinus Body se porte sur la poitrine (au niveau du chakra du cœur) avec le signal lumineux dirigé vers le corps.

3. Quand ne faut-il pas porter le sinus Body ?

Les personnes qui présentent les restrictions suivantes ne devraient pas (ou seulement après la consultation avec un médecin) utiliser de systèmes de champ magnétique pulsé (dont le sinus Body) :

- Personnes porteuses de stimulateurs cardiaques et autres implants électroniques (p. ex. pompes à insuline)
- Personnes souffrant d'angine de poitrine sévère
- Personnes souffrant d'hémorragies
- Personnes atteintes de maladies fongiques graves
- Personnes épileptiques
- Personnes souffrant d'arythmies cardiaques graves (3e et 4e degré)
- Personnes atteintes de tuberculose aiguë
- Personnes atteintes d'hyperthyroïdie
- Personnes fiévreuses (plus de 39°C)

Pendant la grossesse, l'utilisation de systèmes de champs magnétiques ne doit se faire que dans des cas exceptionnels et après consultation avec un spécialiste.

4. Consignes de sécurité importantes

Avec cet appareil, vous acquérez un appareil moderne qui contient une batterie lithium-ion. La durée de vie de l'appareil dépend essentiellement de l'état et de la manipulation de la batterie intégrée.

Si la LED verte commence à clignoter deux fois toutes les 12 secondes, cela indique qu'un rechargement sera bientôt nécessaire. Si l'appareil n'est pas rechargé à temps, il sera automatiquement désactivé.



Dans cet état « déchargé », l'appareil ne doit pas être stocké plus de 30 jours sans être rechargé, sinon vous risquez d'endommager la batterie.



Assurez-vous que le câble de charge est correctement branché sur l'appareil, sans pression massive. Lors du branchement, veillez à ce que la fiche soit guidée en ligne droite. Ne l'inclinez pas ! Utilisez uniquement le câble de charge fourni.



Veillez toujours recharger l'appareil après utilisation. L'appareil ne doit pas être branché en permanence sur le chargeur car cela accélère le vieillissement de la batterie.



Ne pas exposer à une source de chaleur.



Ne pas stocker au-dessus d'une source de chaleur.



Ne pas jeter au feu.



Ne pas stocker dans une voiture.



Veillez tenir compte des instructions de stockage.



Ne pas jeter avec les ordures ménagères.

5. Garantie


La garantie d'un appareil s'étend sur une durée de 24 mois à compter de la date de livraison. Les pièces d'usure, le matériel consommable, les surfaces du boîtier, les chaînes et les œillets sont généralement exclus des droits à garantie. Le droit à garantie prend fin :

- en cas de dommages causés par une utilisation inappropriée et en cas d'usage non conforme de sinus Body ;
- en cas de dommages causés par des influences mécaniques dont l'utilisateur est personnellement responsable comme une chute, des rayures, du contact avec de l'eau, etc. ;
- en cas de dommages, défauts, pertes et détériorations causés par l'usure normale due à un usage abusif ou incorrect, une négligence, un accident ou à cause d'une installation, d'un placement ou d'un fonctionnement erronés, d'une maintenance inappropriée, d'une réparation non autorisée ou de l'exposition à des températures ou conditions excessives ;
- en cas de montage incorrect ou de perte d'accessoires ;
- en cas d'atteinte portée à la technologie de l'appareil ou en cas d'utilisation de pièces d'usure, de matériel consommable ou de pièces détachées qui ne sont pas des pièces de livraison d'origine ou qui n'ont pas été déclarés appropriés dans une notice du présent mode d'emploi ;
- en cas de modifications, extensions ou réparations de l'appareil effectuées par des personnes non autorisées ;
- en cas de non-respect de ce mode d'emploi lors de l'utilisation de l'appareil ;
- en cas de rupture, d'enlèvement ou de séparation des marques de scellement, de plombage ou des éléments de fixation ;
- en cas de dommages causés par un emballage insuffisant ou par la mauvaise manipulation par les transporteurs lors de retours de produits.


La durée de la garantie prend effet à compter de la date officielle de livraison de la société i-like et ainsi de la livraison liée au client. Le bon officiel de livraison ou la facture officielle, délivré par la société i-like, est requis pour faire valoir le droit à garantie.

6. Fonctionnement et utilisation

Mise en service



1. Le sinus Body doit être chargé avant d'être porté pour la première fois. Prenez le câble de charge fourni et branchez-le dans sinus Body. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble dans une prise USB appropriée d'une prise secteur ou d'un appareil avec une alimentation (par exemple un ordinateur).



2. Dès que la fonction de charge démarre, le voyant à l'arrière du boîtier clignote en rouge une fois par seconde. Le sinus Body est maintenant en mode de charge. Lorsque la batterie est chargée, le voyant lumineux passe au vert et clignote toutes les 12 secondes. Le sinus Body est désormais chargé et allumé.



3. Alors, faites passer le cordon fourni (ou votre propre collier*) à travers l'œillet du boîtier. Le sinus Body se porte avec un collier autour du cou, avec le signal lumineux dirigé vers le corps et en contact direct avec la peau. Veuillez noter qu'une attention particulière est de mise si vous enflez le collier encore fermé par-dessus la tête. Un déchirement du collier ou de l'œillet du boîtier est exclu de la garantie.



4. Gardez les connexions sèches et propres. Pour protéger la prise USB de l'appareil sinus de la poussière, des salissures et de l'humidité, veuillez utiliser la couverture fourni pour la prise USB. Il suffit d'insérer la couverture tout droit dans la prise USB et de ne l'enlever que lorsque l'appareil doit être rechargé.

*Il va de soi que vous pouvez utiliser un autre collier à la place du lacet. S'il s'agit d'une chaîne métallique, veillez à ce que celle-ci dispose d'une coupure galvanique – c'est-à-dire que la chaîne métallique en partance de l'œillet du boîtier soit coupée par un maillon non métallique (p. ex. à proximité du fermoir). Vous pouvez également utiliser un collier en matière complètement non métallique comme du caoutchouc, du cuir, un foulard en soie ou une ficelle textile.

Remarques importantes

Veillez à une consommation quotidienne d'eau (plate) ou de thé en quantité suffisante pour que votre organisme puisse réagir le mieux possible au champ induit optimisé. Afin de vous habituer au sinus Body, vous pouvez également le porter à intervalles réguliers (p. ex. seulement quelques heures en journée). La plupart des utilisateurs indiquent qu'ils préfèrent enlever le sinus Body pendant la nuit.

Mise en marche

L'appareil est éteint lorsqu'aucun voyant lumineux n'est visible. Dans ce cas, la batterie est vide (protection intégrée contre la décharge profonde de la batterie). Pour allumer le sinus Body, branchez le câble de charge fourni dans le sinus Body. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble dans une prise USB appropriée d'une prise secteur ou d'un appareil avec une alimentation (par exemple un ordinateur). Dès que la fonction de charge du sinus Body démarre, le voyant à l'arrière du boîtier clignote en rouge une fois par seconde. Lorsque la batterie est chargée, le voyant lumineux passe au vert et clignote toutes les 12 secondes. Le sinus Body est désormais chargé et allumé.

Mise à l'arrêt

L'appareil est allumé lorsqu'un voyant lumineux s'allume toutes les 12 secondes environ. Le sinus Body reste allumé jusqu'à ce que la batterie soit vide. Ensuite, le sinus Body s'éteint automatiquement.

Chargement de la batterie

Lorsque le sinus Body est allumé et chargé, un voyant lumineux vert à l'arrière du boîtier s'allume **une fois** toutes les 12 secondes. Si le niveau de la batterie est faible, le voyant lumineux clignote **deux fois** toutes les 12 secondes. Si le sinus Body n'est pas chargé malgré un niveau de batterie faible, il s'éteint automatiquement lorsque la batterie est vide (protection intégrée contre la décharge profonde de la batterie)

Veuillez charger la batterie avec le câble de charge fourni. À cet effet, branchez une extrémité du câble dans sinus Body et l'autre extrémité dans une prise USB appropriée d'une prise secteur ou d'un appareil avec une alimentation (par exemple un ordinateur). Dès que la fonction de charge démarre, le voyant à l'arrière du boîtier clignote en rouge une fois par seconde. sinus Body est maintenant en mode de charge. Lorsque la batterie est

chargée, le voyant lumineux passe au vert et clignote toutes les 12 secondes. sinus Body est désormais chargé et allumé.

Remarque : les impulsions de champ magnétique sont produites tant que l'électronique de puissance peut supporter la tension de la batterie. Par conséquent, nous vous recommandons de charger l'appareil environ toutes les 1 à 2 semaines.

Remarque sur la résistance à l'eau de l'appareil

Le boîtier du sinus Body n'est pas étanche. Par conséquent, l'appareil ne doit pas être porté sous la douche, dans le bain ou pendant la pratique de sports aquatiques.

Nettoyage

Le boîtier de l'appareil doit être nettoyé régulièrement. L'extérieur du boîtier de l'appareil doit être nettoyé avec un chiffon doux et propre. Veuillez ne pas utiliser de détergents ménagers chimiques et « agressifs ».

Gestion des déchets

Nous vous prions de ne pas jeter le sinus Body dans les déchets non recyclables, mais d'apporter l'appareil dans une déchetterie ou un point de collecte approprié.

Remarque sur l'acceptation scientifique

En tant que fabricant, nous respectons l'obligation de n'émettre aucune affirmation thérapeutique sur le sinus Body. Les affirmations et informations énoncées sur les effets de l'appareil et du champ magnétique pulsé proviennent d'études scientifiques fondées sur des sources ainsi que de témoignages d'utilisateurs.

Nous nous dissocions de toute affirmation et promesse thérapeutiques ainsi que de toute affirmation sur l'efficacité médicale au sens de la Loi sur les produits thérapeutiques (LPT_h) et de la Loi contre la concurrence déloyale (LCD).

7. Données techniques

Matériau du boîtier :	TBD
Forme du boîtier :	Elliptique tridimensionnel, oblong
Dimensions du boîtier (env.) :	Elliptique (L/P/H) 27 mm x 16 mm x 46 mm
Poids de l'appareil :	Environ 15 g
Température de fonctionnement :	10 °C – 40 °C
Température de stockage :	0 °C – 70 °C
Contenu :	Générateur d'impulsions électronique
Fréquence :	Motif de fréquence pulsée sous forme d'onde sinusoïdale
Tension d'alimentation :	Batterie rechargeable
Type de batterie :	Li-Ion
Capacité nominale :	40 mAh
Tension nominale :	3,7 V

Consommation de courant en mode de charge sur la prise USB-C :	40 mA maximum
Impulsions magnétiques :	Impulsion continue cadencée à 8 Hz
Voyants lumineux :	LED verte toutes les 12 sec. pour la fonction. LED rouges et vertes pour les états de commutation.
Conformité :	60335-1 el. Sécurité Appareil de bien-être CE
Directive européenne sur la compatibilité électromagnétique (CEM) :	2014/30/UE - Directive CEM
Pays d'origine :	Suisse
Marque déposée :	« sinus i-like » en tant que marque déposée de : i-like Metaphysik GmbH CH- 9445 Rebstein

i-like Metaphysik GmbH
www.i-like.net